

長 寿 第 5 4 5 号
平成20年1月30日

各 { 介護保険施設開設者
介護サービス事業者
指定居宅介護支援事業者 } 殿

奈良県福祉部長寿社会課長
〈 公 印 省 略 〉

スズキ製電動車いすの無償修理について

平素より本県の介護保険行政及び高齢福祉行政の推進にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、別添のとおり厚生労働省老健局振興課より、スズキ株式会社製造の電動車いすの一部製品に構造上の不具合のため、無償修理の実施にかかる新聞発表の情報提供がありましたので、お知らせします。

利用者への対応等についてご配慮賜りますようお願いいたします。

— 担 当 —

〒630-8501 奈良市登大路町 30
奈良県長寿社会課介護事業係
TEL:0742-27-8532 / FAX:0742-27-3075

事 務 連 絡

平成20年1月18日

各都道府県介護保険担当課（室）御中

厚生労働省老健局振興課

スズキ製電動車いすの無償修理について

平素より、介護保険行政につきましては、格段の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

今般、スズキ株式会社においては、別添のとおり同社製造の電動車いす「スズキセニアカー」等の一部製品に構造上の不具合があることから、無償修理の実施について、新聞各社を通じて発表したところです。

つきましては、貴管内市町村及び関係団体等へ情報提供するとともに、利用者への対応等についてご留意くださいますようお願い申し上げます。

厚生労働省老健局振興課

福祉用具・住宅改修係

電話 03-5253-1111

(内3985)

FAX 03-3503-2889


別 添

スズキ株式会社が新聞各社へ提供した資料

スズキ製電動車の無償修理について
 スズキ株式会社が製造し、3社が販売した電動車いす「スズキセニアカー」、「タウンパートナー」、及び「リラクルカート」につきましては、一部製品に機体上の不具合があり、クラシテの噴み合いが外れることで、走行不能及び操作性で後退するおそれがあることが判明しましたので、無償修理を実施いたします。
 ご愛用の皆さまには、大変ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、お早めに最寄りの取扱店へご連絡いただき、修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。
 平成20年1月16日

スズキ株式会社
 シーケー販売株式会社
 バナニックサイクルテック株式会社
 (旧社名 ナショナル自転車工業株式会社)

※スズキ株式会社 対象製品		車台番号の範囲	
製品名	型式	ET4A-100018	～ 118177
		ET4A-200007	～ 216376
		ET4A-300003	～ 300552
※シーケー販売株式会社 対象製品		車台番号の範囲	
製品名	型式	EK40-100009	～ 100258
タウンパートナー	EK40		
※バナニック サイクルテック株式会社 対象製品		車台番号の範囲	
製品名	型式	RC41-100011	～ 100260
リラクルカート	RC41		



型式
車台番号

※お問い合わせ先
 静岡県浜松市南区高塚町300
 スズキ株式会社 お客様相談室 コールセンター
 フリーダイヤル 0120 402 219

※お問い合わせ先
 東京都中野区本町3-30-40 KDX中野坂上ビル9F
 シーケー販売株式会社 お客様相談室
 フリーダイヤル 0120 989 615

※お問い合わせ先
 大阪府柏原市片山町13-13
 バナニック サイクルテック株式会社 お客様センター
 フリーダイヤル 0120 781 603

お客様からご提供いただきました個人情報、本件修理目的以外には使用いたしません。